

Produkt: „HistoFile®“ Archivsystem für eingedeckte Gewebeschnitte Artikel-Nr.: MA-0017

"HistoFile" Pathologie-Archivschrank für eingedeckte histologische Gewebeschnitte

Typ: 0017

Konzept und Funktionen

Ausführung in Vollmetall gemäß den Feuerschutzbestimmungen und den allgemeine Regeln für die Lagerung von Gewebeproben in der Pathologie. Zentralverschluss. Staubfreie Lagerung. Bestes Preis- / Leistungsverhältnis. Größtmögliche Lagerkapazität auf kleinstem Raum.

Kapazität: ca. 79.000 Objektträger inkl. Deckgläser in Spezial-Trays. Kompatibel zum übrigen MEDIS-Archivsystem für Paraffinblöcke! Schränke für Schnitte und Blöcke sowie die Lager-trays sind absolut identisch und können untereinander getauscht werden.

Ausführung

- Führungen mit Selbsteinzug, kein unabsichtliches Öffnen der Schubladen
- Griffe mit auswechselbaren Beschriftungsleisten
- Staplersockel für Transport und Umzug beladener Schränke
- abnehmbare Sockelblende
- Auszugssperre für jede Schublade

Option gegen Aufpreis:
elektron. Zentralverschluss mit 4 - 6 stelliger Zahlenkombination

Beschreibung (Lieferumfang)

- 1 x Schrank-Gehäuse
Außenmaße: 720(B) x 730(T) x 1000(H)mm
Standard-Farbe: metallic grau (weitere 9 Farben möglich)
Inkl. Schubladensperre für alle Schubladen
4 Bohrungen oben und unten zur sicheren Verschraubung bei einer Bauhöhe von 2000mm.
Sortierfläche oben.
- 09 x kugelgelagerte Schwerlast-Spezialschubladen
Standard-Farbe: purpurrot RAL 3004 (weitere 9 Farben möglich)
Tragfähigkeit: 100kg pro Lade
Leichter Austausch der Schublade durch Spezialmechanik.
400mm hohe abgedeckte Beschriftungsleiste vorne mit I. D.- Einteilung. Blendenhöhe: 100mm
- 162x Spezial-Trays für eingedeckte Gewebeschnitte
Kapazität: 500 eingedeckte Objektträger für Histologie + Zytologie



MA-0017 HistoFile® Anlage für ca. 2,2 Mio. eingedeckte Gewebeschnitte



MA-0017 Schubladen mit Vollauszug



MA-0017 HistoFile®- Anlage mit Spezial-Sicherheitsleiter

Herstellungsland

Hergestellt in Deutschland von MEDIS MT GmbH gemäß ISO 9001 und den gültigen EN-Normen sowie Arbeitsschutz- und Sicherheitsbestimmungen

Hinweis: Das hier dargestellte Schranksystem ist flexibel und kann den Erfordernissen in Höhe und Breite angepasst werden! Geben Sie uns die Anzahl der zu lagernden Gewebeschnitte uns eine Raumskizze herein. Wir projektieren dann die optimale Archivanlage. Die Schranktiefe von 730cm sollte wegen der Aufnahme-Trays nicht geändert werden!



MA-0017 Feststell-Mechanismus für Leiter

